

# カテナビ利用マニュアル Ver.0.1.1



# PC画面：トップページ

## PC概要

トップページURL： <https://catheter-search.terumo.co.jp/catheter/>

### 【トップページ】

#### 使い方①

カテゴリ  
トップページの最初はデフォルトで造影カテーテルが選択されており、その下に現在登録されている製品一覧が並んでいます。カテゴリを切り替えると、メインエリアの一覧も切り替わります。

#### 使い方③

表示オプション  
ボタンをクリックすると、メインエリアに表示する情報項目（青枠エリア）を選択することができます。製品コードを非表示にすることは出来ません。

表示オプション

<input checked="" type="checkbox"/> 製品名	<input checked="" type="checkbox"/> 外径	<input checked="" type="checkbox"/> 内径	<input checked="" type="checkbox"/> カテーテル有効長	<input checked="" type="checkbox"/> 先端形状
<input checked="" type="checkbox"/> 側孔数	<input checked="" type="checkbox"/> 二方活栓	<input checked="" type="checkbox"/> 保証耐圧	<input checked="" type="checkbox"/> 特殊点	<input checked="" type="checkbox"/> 特定保険医療材料名
<input checked="" type="checkbox"/> 公定価	<input checked="" type="checkbox"/> 希望小売価格	<input checked="" type="checkbox"/> 最小包装単位	<input checked="" type="checkbox"/> JANコード	



- 造影カテーテル
- ガイドワイヤー
- シース
- ガイディングカテーテル

★お気に入り | ご利用ガイド

製品名

オプチフラッシュ

オプチフラッシュXL

ハートキャス

グライドキャスII

血管造影用カテーテル

アンギオマスター

製品コード(半角・大文字)

RM-XXXXXXXX

外径

4Fr  5Fr  6Fr

カテーテル有効長

-選択- ~ -選択-

先端形状名・先端形状コード

468件

検索する

クリア

表示オプション

★チェックしてお気に入りに追加

この検索結果をCSV形式でダウンロード

1

新規採用がございましたら弊社、担当MRにご連絡ください

製品コード	製品名	外径	内径	カテーテル有効長	先端形状	側孔数	二方活栓	保
<input type="checkbox"/> RF-ZW74007	グライドキャスII	4Fr (1.40mm)	1.05mm	70cm	ツイスト KANAZAWA	1個	有	60
<input type="checkbox"/> RH-5BPIR00	ハートキャス	5Fr (1.70mm)	1.22mm	100cm	インターナルマリー 改良	0個	無	10
<input type="checkbox"/> RH-4SAL100	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	100cm	アプ*ラツ* レフト 1.0	0個	無	7
<input type="checkbox"/> RH-4RL4A00	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	100cm	ラジ*アル* 変型 4.0cm	0個	無	7
<input type="checkbox"/> RH-4RG4021	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	110cm	ラジ*アル* 共用型 4.0cm	2個	無	7
<input type="checkbox"/> RH-4BPJ500R	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	100cm	ラジ*アル* インターナルマリー	0個	無	7

メインエリアに表示されている検索結果をダウンロードできます。画像は含まれません。

メインエリア

お気に入り登録  
WebブラウザのCookie機能を利用し製品をお気に入りに登録する（オレンジ線内のチェックを入れる）ことができます。ブラウザ設定によりCookieが消えるとシステムに登録しているお気に入り情報も消えてしまうため、ご利用の際はご注意ください。

#### 使い方②

絞り込み検索  
カテゴリごとにメインエリアに表示させる製品を絞り込むことができます。絞り込みはリアルタイムで行うため、検索ボタンを押す前に件数が分かる仕組みです。

検索前

462件

絞り込みを入れる

グライドキャスII

クリックし、メインエリアに結果を反映させる

検索する

#### 使い方④

詳細ページへ

先端形状図  
マウスを先端形状図の上に置くと画像を拡大して見ることができます。

3

# PC画面：製品詳細ページ

## 【製品詳細ページ】

※造影カテーテルの場合（カテゴリーごとに詳細ページ内容は異なります）

※シースには先端形状図はありません。

製品情報をメールで送ることができます。

※複数の製品情報を送る場合は、手動で入力をお願いいたします。

お気に入りへ追加

製品情報を印刷することができます

印刷イメージ ※ページ内で右クリックし「印刷」を選択し印刷してください。

製品情報をメールで送ることができます。 ※複数の製品情報を送る場合は、手動で入力をお願いいたします。

TERUMO INTERVENTIONAL SYSTEMS

カテナビ

造影カテーテル

ガイディングカテーテル

★お気に入り | ご利用ガイド

お気に入りへ追加

印刷する

メールで送る (新規採用がございましたら弊社、担当MRにご連絡ください)

テルモWEBサイト製品情報へ

外部の関連ページへ飛びます

この製品のURL <https://catheter-search.terumo.co.jp/catheter/product/RQ-4BPIR0T.php>

製品コード **RQ-4BPIR0T**

製品名 オプチフラッシュ

外径	4Fr	カテーテル有効長	150cm
先端形状名	インターナルマリー	改良	創孔数 0個
二方活栓	※カテゴリーごとにメインエリアの表示内容は異なります	保証耐圧	1200psi
特定保険医療材料名	血管造影用カテーテル（一般用）	公定価	1,870円
希望小売価格	1,870円	最小包装単位	5本
JANコード	4987892073236		

先端形状図

TERUMO INTERVENTIONAL SYSTEMS

# PC画面：お気に入りページ

## 【お気に入りページ】

製品一覧、もしくは製品詳細ページにてお気に入りボタンをクリックした製品が一覧となって表示されます。

※お気に入りページに「表示オプション」機能はないため、全ての情報が表示されます。

### 使い方

お気に入り一覧スマートフォン同期機能

お気に入りに登録している一覧をスマートフォンへ同期させることができます。

【注意事項】 スマートフォンに既にお気に入りを登録している場合、同期するとPCのお気に入り一覧が上書きされるためご注意ください。

ボタンをクリック  
※製品が1件以上必要

URLが自動生成される

リンクをクリックするとメーラーが立ち上がるので  
ご利用のスマートフォンへURLを送る

スマートフォンでURLを  
開くと同期完了



このボタンをクリックするとお気に入りページが表示されます



消去	製品コード	製品名	外径	内径	カテーテル有効長	先端形状	側孔数	二方活栓	保証耐圧	特殊点
<input type="checkbox"/>	RF-ZW74007	グライドキャスII	4Fr (1.40mm)	1.05mm	70cm	ツイスト KANAZAWA	1個	1	600psi	
<input type="checkbox"/>	RH-5BPIR00	ハートキャス	5Fr (1.70mm)	1.22mm	100cm	インターナショナル 改良	0個	0	1000psi	
<input type="checkbox"/>	RH-4SAL100	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	100cm	アンフラッシュ レフト 1.0	0個	0	750psi	
<input type="checkbox"/>	RH-4RL4A00	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	100cm	ラジアルレフト 変形 4.0cm	0個	0	750psi	
<input type="checkbox"/>	RH-4RG4021	ハートキャス	4Fr (1.40mm)	1.05mm	110cm	ラジアル共用型 4.0cm	2個	0	750psi	

選択/削除ボタン  
お気に入り一覧から製品情報を削除することができます。

カテゴリー  
タブ仕様になっており、クリックするとそれぞれに登録した製品が一覧で表示されます。  
※一覧は登録順に表示されます。  
※一覧表示の順番を変更することは出来ません。

詳細ページへ

# スマートフォン画面：トップページ

## スマートフォンページ概要


トップページURL： <https://catheter-search.terumo.co.jp/sp/>

### 【製品検索方法】

スマートフォンで製品を検索する場合、検索方法は下記フローとなります。

※PC版では「造影カテーテル」がトップページですが、スマートフォンではカテゴリートップページがあります。

※PC版ではトップページに製品一覧が表示されていますが、スマートフォンでは検索後に結果を表示させる仕様になっています。



### 【トップページ】

トップページより検索対象となるカテゴリー（造影カテーテル、ガイドワイヤー、シース、ガイディングカテーテル）を選択してください。



製品一覧ページへ


現在登録されている製品点数を確認できます

各カテゴリーのお気に入りページへ/お気に入りの登録件数が確認できます  
※お気に入り登録はブラウザのcookie 機能を使うため、設定により削除される場合があります。


# スマートフォン画面：絞り込み検索

## 【製品検索】

製品一覧を表示させるために絞り込み検索を行います。



クリックすると折りたたまれている情報を表示されます。




※カテゴリーごとに  
表示内容は異なります

※カテゴリーごとに  
表示内容は異なります

検索結果へ  
※検索結果は同じページ内に表示されます

### 使い方

絞り込み検索：絞り込みはリアルタイムで処理されます。  
そのため、検索ボタンを押す前に件数がかかるため、ある程度数を少なくし表示させることをおすすめします。  
※表示件数が多いと読込に時間がかかるため



# スマートフォン画面：製品結果一覧

## 【検索結果】

製品一覧を表示させるために絞り込み検索を行います。

絞り込み検索が開きます

表示オプション  
クリックすると、メインエリアに表示する情報項目を選択することができます。

※カテゴリーごとに  
表示内容は異なります

メインエリア

詳細ページへ  
※テキストをクリックします

製品コード	製品名
<input type="checkbox"/> RV-4TGK528	オプチフラッシュXL
<input type="checkbox"/> RV-4TGK520	オプチフラッシュXL
<input type="checkbox"/> RV-4TIG110	オプチフラッシュXL
<input type="checkbox"/> RV-4TIG010	オプチフラッシュXL
<input type="checkbox"/> RV-4TB3728	オプチフラッシュXL

表示オプション

- 製品名
- 外径
- カテーテル有効長
- 先端形状
- 側孔数
- 二方挿管
- 保証耐用
- 特殊点
- 特定保険医療材料名
- 公定価
- 希望小売価格
- 最小包装単位
- JANコード

# スマートフォン画面：製品詳細ページ

## 【詳細ページ】

製品一覧を表示させるために絞り込み検索を行います。



お気に入りへ追加

外部の関連ページへ飛びます

製品情報をメールで送ることができます。  
※複数の製品情報を送る場合は、手動で入力をお願いいたします。

# スマートフォン画面：お気に入りページ

## 【お気に入りページ】

製品一覧、もしくは製品詳細ページにてお気に入りボタンをクリックした製品が一覧となって表示されます。

※お気に入りページに「表示オプション」機能はないため、全ての情報が表示されます。

### お気に入り一覧PC同期化機能

お気に入りに登録している一覧をPCへ同期させることができます。

【注意事項】 PCに既にお気に入りを登録している場合、同期するとスマートフォンのお気に入りが上書きされるためご注意ください。

ボタンをクリック

※製品が1件以上必要

URLが自動生成される

同期するデバイスに以下のURLを送ってください。

[https://catheter-search.terumo.co.jp/device\\_s](https://catheter-search.terumo.co.jp/device_s)

リンクをクリックするとメーラーが立ち上がるので

ご利用のPCへURLを送る

このお気に入りのURLをメールで送る

PCでURLを開くと同期完了



## ★お気に入り

スマートフォンと同期 **同期URLの生成**

同期するデバイスに以下のURLを送ってください。

このお気に入りのURLをメールで送る

造影カテーテル	ガイドワイヤー	シース	ガイディングカテーテル
---------	---------	-----	-------------

カテゴリー

タブ仕様になっており、クリックするとそれぞれに登録した製品が一覧で表示されます。

※一覧は登録順に表示されます。

※一覧表示の順番を変更することは出来ません。

消去	製品コード	製品名
<input type="checkbox"/>	RQ-4AP458T	オブチフラッシュ
<input type="checkbox"/>	RV-4YOH500	オブチフラッシュXL
<input type="checkbox"/>	RV-4TIG110	オブチフラッシュXL
<input type="checkbox"/>	RV-4TIG010	オブチフラッシュXL

→ 詳細ページへ

# 絞り込み検索項目：造影カテーテル

**製品名**

オプチフラッシュ  
 オプチフラッシュXL  
 ハートキャス  
 グライドキャスⅡ  
 血管造影用カテーテル  
 アンギオマスター

.....

**製品コード(半角・大文字) ?**

RM-XXXXXXXX

.....

**外径**

4Fr  5Fr  6Fr

.....

**カテーテル有効長**

-選択- ~ -選択-

.....

**先端形状名・先端形状コード ?**

GL

.....

**側孔数**

有 (1~10個)  無  
 多側孔

.....

**二方活栓**

-選択-

.....

**フリーワード**

キーワードを入力

.....

**473件**

検索する

クリア

.....

チェックボックス：複数選択可能

・全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。  
「？」マークにカーソルが乗ると説明が表示されます

全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○cm : ○○cmまでの製品  
○○cm ~ ○○cm : 指定範囲の製品  
○○cm ~ (未選択) : ○○cm以上の製品

数字、カタカナは自動的に半角となります  
※数字、データが半角で登録されているため

入力されたキーワードがそのまま検索対象となります。  
※半角、全角、英数字全て

設定した検索内容を初期状態にリセットします。

# 絞り込み検索項目：ガイドワイヤー

**製品コード(半角・大文字) ?**

RM-XXXXXXXX

---

**先端形状名・先端形状コード ?**

GL

---

**先端タイプ**

スタンダード

フレックスタイプ

スーパーフレックス

---

**リシェイプタイプ**

-選択-

-選択-

無  
有

---

**外径**

-選択- ~ -選択-

0.018"  
0.021"  
0.025"  
0.032"  
0.035"  
0.038"

---

**全長**

-選択- ~ -選択-

50cm  
100cm  
150cm  
200cm  
250cm  
300cm  
350cm  
400cm  
450cm

---

**シャフト強度**

スタンダード

ハーフステップ

ステップ

---

**フリーワード**

キーワードを入力

**169件**

検索する

クリア

「?」マークにカーソルが乗ると説明が表示されます

・全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

数字、カタカナは自動的に半角となります  
※数字、データが半角で登録されているため

チェックボックス：複数選択可能

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ 0.0XX" : 0.0XX"までの製品  
0.0XX" ~ 0.0XX" : 指定範囲の製品  
0.0XX" ~ (未選択) : 0.0XX"以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○cm : ○○cmまでの製品  
○○cm ~ ○○cm : 指定範囲の製品  
○○cm ~ (未選択) : ○○cm以上の製品

入力されたキーワードがそのまま検索対象となります。  
※半角、全角、英数字全て

設定した検索内容を初期状態にリセットします。

# 絞り込み検索項目：シース

**製品名**

イントロデューサー IIH

グライドシーススレンダー

**製品コード(半角・大文字) ?**

RM-XXXXXXXXXX

**シース/ダイレーター**

**シース径**

-選択- ~ -選択-

**シース長**

-選択- ~ -選択-

**Mコート**

-選択-

**耐キंक**

-選択-

4Fr  
5Fr  
5.5Fr  
6Fr  
7Fr  
7.5Fr  
8Fr  
8.5Fr  
9Fr  
10Fr  
11Fr

4Fr  
5Fr  
5.5Fr  
6Fr  
7Fr  
7.5Fr  
8Fr  
8.5Fr  
9Fr  
10Fr  
11Fr

5cm  
10cm  
16cm  
25cm  
30cm  
40cm  
50cm  
70cm

5cm  
10cm  
16cm  
25cm  
30cm  
40cm  
50cm  
70cm

**ダイレーター突出長**

-選択- ~ -選択-

7mm  
15mm  
25mm

7mm  
15mm  
25mm

**導入針**

**種類**

-選択-

TIF針  
サーフロー (アダプター付)  
サーフロー (フラッシュタイプ)  
金属針

**径**

-選択- ~ -選択-

16G  
18G  
20G  
22G

16G  
18G  
20G  
22G

**長さ**

-選択- ~ -選択-

25mm(1")  
32mm(1 1/4")  
51mm(2")  
64mm(2 1/2")  
70mm(2 3/4")

25mm(1")  
32mm(1 1/4")  
51mm(2")  
64mm(2 1/2")  
70mm(2 3/4")

**ミニガイドワイヤー**

**径**

-選択- ~ -選択-

0.018"  
0.021"  
0.025"  
0.035"  
0.038"

0.018"  
0.021"  
0.025"  
0.035"  
0.038"

・全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

「？」マークにカーソルが乗ると説明が表示されます

全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○Fr : ○Frまでの製品  
○Fr ~ ○Fr : 指定範囲の製品  
○Fr ~ (未選択) : ○Fr以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○cm : ○○cmまでの製品  
○○cm ~ ○○cm : 指定範囲の製品  
○○cm ~ (未選択) : ○○cm以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○mm : ○○mmまでの製品  
○○mm ~ ○○mm : 指定範囲の製品  
○○mm ~ (未選択) : ○○mm以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○G : ○○Gまでの製品  
○○G ~ ○○G : 指定範囲の製品  
○○G ~ (未選択) : ○○G以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ ○○mm : ○○mmまでの製品  
○○mm ~ ○○mm : 指定範囲の製品  
○○mm ~ (未選択) : ○○mm以上の製品

選択範囲は左記となり、選択パターンは  
(未選択) ~ 0.0XX" : 0.0XX"までの製品  
0.0XX" ~ 0.0XX" : 指定範囲の製品  
0.0XX" ~ (未選択) : 0.0XX"以上の製品

# 絞り込み検索項目：シース

The image shows a search filter interface for 'シース' (Sheath). The interface includes several sections with checkboxes and dropdown menus:

- 長さ (Length):** Checkboxes for 45cm, 60cm, 80cm, and 100cm.
- 先端形状名 (Tip Shape Name):** A dropdown menu with a list of options including 'ウレタンアングル', 'ウレタン1.5mmアングル', 'ウレタン1.5mmJアングル', 'ウレタン1.5mmJアングル/ウレタンストレート', 'ウレタン3mmJアングル', 'ウレタンアングル先端4mmカット', 'ウレタンストレート', 'ショートテーパ- / ショートアングル', 'スティフ', 'スティフアングル', 'スティフタイフ', 'ストレートE', 'スプリングアングル', 'スプリングストレート', 'ルーフスティフ', 'フレックスアングル', 'フレックスストレート', and 'ミニGWなし'.
- 切皮メス (Cutting Blade):** A dropdown menu with options 'なし', '旧メス仕様(針タイフ)', and '新メス仕様(プレートタイフ)'.
- 付属品 (Attachments):** Two dropdown menus for 'TRバンド付' and '無菌スリーブ付', both with options '無' and '有'.
- フリーワード (Free Word):** A text input field with the placeholder 'キーワードを入力'.

Below the search filters, the results are displayed as '500件' (500 items). There are two buttons: '検索する' (Search) and 'クリア' (Clear).

Red arrows point from the interface elements to explanatory text:

- From the 'キーワードを入力' field to the text: '入力されたキーワードがそのまま検索対象となります。 ※半角、全角、英数字全て'.
- From the 'クリア' button to the text: '設定した検索内容を初期状態にリセットします。'

# 絞り込み検索項目：ガイドングカテーテル

**製品名**

Heartrail  
 Heartrail II  
 Radiguide II

---

**製品コード(半角・大文字) ?**

GC-XXXXXXXX

---

**外径**

4Fr    5Fr    6Fr  
 7Fr

---

**カテーテル有効長**

85cm    100cm    120cm

---

**先端形状名・先端形状コード ?**

GC

---

**形状サイズ**

0.75    1.0    1.5  
 2.0    3.0    3.25  
 3.5    4.0    4.5  
 5.0

---

**側孔数**

有    無

---

**フリーワード**

キーワードを入力

**267**件

検索する

クリア

チェックボックス：複数選択可能

・全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

「？」マークにカーソルが乗ると説明が表示されます

全角英数字指定：大文字、小文字、-（ハイフン）も判別対象となります。

入力されたキーワードがそのまま検索対象となります。  
※半角、全角、英数字全て

設定した検索内容を初期状態にリセットします。